

cartinamic



Para una segura regeneración del cartilago

CartiNamic es un kit para reparación de lesiones focales de cartilago que consta de una matriz de colágeno I/III estructurada, acelular y biodegradable, indicada para cubrir defectos de cartilago, y un instrumento de precisión para la preparación de la lesión mediante estimulación mínimamente invasiva de la médula ósea subcondral, según la técnica publicada NAMIC. Behrens et al. 2015 The Knee

Indicación: Lesiones focales de cartilago grado III/IV en rodilla, tobillo, cadera, hombro, codo o muñeca




Imagen de producto:



Nano FX


Cartimaix

Plantilla medición



Nano fractura 1mm x 9 mmm


&



La cara suave de Cartimaix

La cara rugosa de Cartimaix

Las dos caras de Cartimaix en sección transversal



Behrens et al. The Knee 2015
Eldracher et al. AJSM 2014
Chen et al. JOR 2011



FABRICANTES

Membrana Cartimaix: Matricel GmbH, Kaiserstrasse 100, D-52134 Herzogenrath, Germany

Instrumento Nano FX: Artrosurface Inc. 28 forge parkway, franklin, MA 02038

