

## Kit de instrumentos OsteoSinter® EVANS y COTTON de un solo uso

- **Se empleará** junto con la instrumentación común de una cirugía ortopédica estándar, tanto para las osteotomías de Evans como de Cotton.
- **Incluye:**
  - Juego de calibreadores (uno para cada tamaño y tipo).
  - Pinza para sujetar e insertar la cuña.
  - Impactador para asentar el implante en su posición implantada golpeando suavemente con un martillo.

Nombre comercial

**Kit de instrumentos OsteoSinter® EVANS y COTTON de un solo uso**

Material

**Poliamida 12**

Referencias: **Evans P00401**

**Cotton P00413**

Tecnología de fabricación

**Moldeo por inyección**

Clasificación del producto

**Clase IIa según Anexo IX, Regla 6, 93/42/CEE**

Clasificación NANDO

**MD 0106 – Instrumentos no activos**

Vida útil

**Uso único: 1 intervención quirúrgica**

Método de esterilización

**Radiación gamma**

Medidas del embalaje

**255W × 350L × 45H (mm) (OsteoSinter® EVANS)**

**255W × 350L × 45H (mm) (OsteoSinter® COTTON)**

Peso del embalaje

**370 g (OsteoSinter® EVANS)**

**305 g (OsteoSinter® COTTON)**

Condiciones de almacenamiento

**Deben almacenarse en un entorno limpio y seco, protegidos de la luz del sol y de las temperaturas extremas**

Normas armonizadas específicas que aplican al producto

**ISO 16061, ISO 10993**



## Ficha Técnica