

Cuñas implantables para la corrección de deformidades del pie



Instrumentos de un solo uso para asistir a la implantación de las cuñas



Especificaciones

Nombre comercial
Cuñas OsteoSinter® EVANS y COTTON

Material
Titanio poroso OsteoSinter® bajo patente EU2476065B1, basado en CPTi (Commercial Pure Titanium)

Tecnología de fabricación
Pulvimetalurgia

Código EMDN
P091299
(Cuñas OsteoSinter® EVANS y COTTON)

Método de esterilización
Radiación gamma

Medidas del embalaje
130W × 105L × 30H (mm) (OsteoSinter® EVANS)
130W × 105L × 30H (mm) (OsteoSinter® COTTON)
Peso del embalaje
60 g (OsteoSinter® EVANS)
57 g (OsteoSinter® COTTON)

Condiciones de almacenamiento
Todos los implantes y sus accesorios relacionados deben almacenarse en un entorno limpio y seco, y protegido de la luz solar. No deben utilizarse después de su fecha de caducidad.

Accesorios relacionados

Kit de instrumentos OsteoSinter® EVANS y COTTON de un solo uso

- **Se empleará** junto con la instrumentación común de una cirugía ortopédica estándar, tanto para las osteotomías de Evans como de Cotton.
- **Incluye:**
 - Juego de calibradores (uno para cada tamaño y tipo).
 - Pinza para sujetar e insertar la cuña.
 - Impactador para asentar el implante en su posición implantada golpeando suavemente con un martillo.

Nombre comercial
Kit de instrumental OsteoSinter® EVANS y COTTON de un solo uso

Material
Poliamida 12

Tecnología de fabricación
Moldeo por inyección

Código EMDN
P091399
(Kit de instrumental de un solo uso OsteoSinter® EVANS y COTTON)

Método de esterilización
Radiación gamma


Medidas del embalaje
255W × 350L × 45H (mm) (OsteoSinter® EVANS)
255W × 350L × 45H (mm) (OsteoSinter® COTTON)
Peso del embalaje
370 g (OsteoSinter® EVANS)
305 g (OsteoSinter® COTTON)

Condiciones de almacenamiento
Todos los implantes y sus accesorios relacionados deben almacenarse en un entorno limpio y seco, y protegido de la luz solar. No deben utilizarse después de su fecha de caducidad.



Cuñas OsteoSinter® EVANS


12 tamaños (3 dimensiones de superficie diferentes y 4 espesores para cada una)



Opciones de tamaño	Nombre	Anchura (mm) [W]	Longitud (mm) [L]	Altura (mm) [H]	Opciones de altura	Referencia
 18 x 18 mm	Cuña OsteoSinter® EVANS 18W x 18L x 6H	18	18	6		P00209A1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 18W x 18L x 8H	18	18	8		P00200B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 18W x 18L x 10H	18	18	10		P00201B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 18W x 18L x 12H	18	18	12		P00202B1
 20 x 20 mm	Cuña OsteoSinter® EVANS 20W x 20L x 6H	20	20	6		P00210A1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 20W x 20L x 8H	20	20	8		P00203B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 20W x 20L x 10H	20	20	10		P00204B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 20W x 20L x 12H	20	20	12		P00205B1
 22 x 22 mm	Cuña OsteoSinter® EVANS 22W x 22L x 6H	22	22	6		P00211A1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 22W x 22L x 8H	22	22	8		P00206B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 22W x 22L x 10H	22	22	10		P00207B1
	Cuña OsteoSinter® EVANS 22W x 22L x 12H	22	22	12		P00208B1

Cuñas OsteoSinter® COTTON

6 tamaños (2 dimensiones de superficie diferentes y 3 espesores para cada una)



Opciones de tamaño	Nombre	Longitud (mm) [L]	Altura (mm) [H]	Opciones de altura	Referencia
 15 mm	Cuña OsteoSinter® COTTON 15L x 4.5H	15	4.5		P00300B1
	Cuña OsteoSinter® COTTON 15L x 5.5H	15	5.5		P00301B1
	Cuña OsteoSinter® COTTON 15L x 6.5H	15	6.5		P00302B1
 20 mm	Cuña OsteoSinter® COTTON 20L x 4.5H	20	4.5		P00303B1
	Cuña OsteoSinter® COTTON 20L x 5.5H	20	5.5		P00304B1
	Cuña OsteoSinter® COTTON 20L x 6.5H	20	6.5		P00305B1